

Technische dienst: onderhoudspakketten



Goede apparatuur behoeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- jaarlijkse controle op een in overleg bepaald tijdstip
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is verdeeld in 3 pakketten, zo bepaalt u zelf wat het beste past bij uw praktijk.

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 1: PRAKTIJKCONTROLE TARIEVEN 2026

INBEGREPEN

Bloeddrukmeters

Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle slangen en manchet.

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele controle op beschadigingen/zichtbare defecten en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 3 niveaus.

Babyweegschalen

Visuele controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 5 niveaus: 2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.

Unsters

Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.

Hemocue Hb 201+, Hb 301 en Hb 801

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controlelevloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren) op 3 niveaus.

Hemocue glucosemeter 201+ en RT

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat (controlelevloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren op 4 niveau's).

Overige glucosemeters

Bayer Contour Next, TS, TX. Roche Performa, Aviva. Functionele controle d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip en controlelevloeistof, m.u.v. Bayer en Roche controlelevloeistof.

Urineanalyzers

Uryxson Relax d.m.v. parameters.

Oorthermometers

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. gekalibreerde simulator op 38,5°C.

Zuurstofapparaatuur

Controle van de houdbaarheid en volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel en periodiek vervangen van o-ring. Visuele controle beademingsballon.

Dopplers

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler en voor dopplers met display een uitgebreide validatie op 4 niveaus: 90, 120, 150 en 180 bpm, volgens de KNOV/FIGO-grenzen. Dit voor een volledige dekking van ondergrens, middengebiet en bovengrens van het normale foetale bereik.

Saturatiemeters

Controle d.m.v. medisch geijkte simulator, mogelijk op medisch goedgekeurde merken en typen.

1 tm 10 apparaten	€ 255,00
11 tm 14 apparaten	€ 305,00
15 tm 18 apparaten	€ 352,00
19 tm 22 apparaten	€ 375,00
23 tm 26 apparaten	€ 399,00
27 tm 30 apparaten	€ 422,00
31 tm 34 apparaten	€ 445,00
35 tm 38 apparaten	€ 469,00
39 tm 42 apparaten	€ 492,00
43 tm 46 apparaten	€ 515,00
47 tm 50 apparaten	€ 539,00
51 tm 54 apparaten	€ 562,00
55 tm 58 apparaten	€ 586,00
59 tm 62 apparaten	€ 609,00

63 tm 66 apparaten	€ 633,00
67 tm 70 apparaten	€ 656,00
71 tm 74 apparaten	€ 680,00
75 tm 78 apparaten	€ 703,00
79 tm 82 apparaten	€ 726,00
83 tm 86 apparaten	€ 751,00
87 tm 90 apparaten	€ 776,00
91 tm 100 apparaten	€ 826,00

Aparte facturatie en rapportage voor waarnemer?

Bij gelijktijdige afname pakket 1: t/m 5 apparaten = € 98,00

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de Waddeneilanden)
- alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik
- autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
- voor uw vergelijk; het gemiddeld aantal apparaten van een verloskundigepraktijk op basis van het aantal verloskundigen:
1 verloskundige: 1 - 10 apparaten; 2 verloskundigen: 11 - 14 apparaten; 3 verloskundigen: 15 - 18 apparaten;
4 verloskundigen: 19 - 22 apparaten; 5 verloskundigen: 27 - 30 apparaten; 6 verloskundigen: 34 - 37 apparaten;
7 verloskundigen: 37 - 40 apparaten; 8 verloskundigen: 42 - 44 apparaten

PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF TARIEVEN 2026

Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten, maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.

Onderhoudsovereenkomst

- uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
- controle slangen en elektronica
- vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
- reinigen ketel en watertank
- inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
- eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen

Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdriving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgens het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
- onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar of 2 jaar
- gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
- 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
- binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

Uw praktijk is in één keer gecontroleerd conform de richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het KNOV/NHG.

Mocom Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Melag 123S, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+), 15EN+

Jaarlijks onderhoud per autoclaaf	€ 355,00 *
-----------------------------------	------------

Voor de Melag Vacuclaaf 123S en Mocom Classic S17/22 vanaf model jaar 04-2025 zijn er drie opties mogelijk:

- optie 1: jaarlijks onderhoud *
- optie 2: ene jaar onderhoud, andere jaar service controle * 4.
- optie 3: een keer per 2 jaar onderhoud *

Wij adviseren optie 2 waarbij om het jaar een servicecontrole wordt uitgevoerd. Dit voorkomt storingen en uit ervaring weten we dat het reinigen van de ketel/water reservoirs veelal nodig is.

Optie 2 en 3 zijn alleen mogelijk indien het aantal cycli per twee jaar niet meer is dan:

- Melag: max. 2000 cycli
- Mocom: max. 1000 cycli

4. Service controle kost € 175,00 en houdt in:

- uitlezen storingen
- class 5 test
- druk of vacuüm test
- reinigen van de ketel/water reservoirs
- software update uitvoeren (indien nodig)



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 plaatsvindt.

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD TARIEVEN 2026

Echosysteem

Het uitvoeren van standaard onderhoud-controle.

- reiniging/controle: monitor, bedieningspaneel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers, transducerhouders, controlepaneel, monitor arm bewegingen en locks
- test netwerk connectie (ping/echo test)
- controle: kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie, systeem functionaliteiten, werking stand-by accu
- veiligheidsinspectie: patiënten lekstroom (transducers) en veiligheidsmeting
- controle mechanische onderdelen: wielen, etc.
- uitvoeren diagnostische test
- visuele inspectie van het gehele systeem

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle merken en modellen echosystemen (wij zijn merk onafhankelijk).



Onderhoud echosysteem	€ 599,00 ³
-----------------------	-----------------------

³. Ontvang korting bij onderhoud van meer dan 1 echosysteem op dezelfde locatie en dag. Bij 2 apparaten 10%, 3 apparaten 20% en 4 apparaten 30% korting.

Medische koelkasten

Het uitvoeren van standaard onderhoud:

- **casco, mechanische en elektrische onderdelen**
 - controle op opstelling, luchtcirculatie, reinigen van de interne ventilator,
 - deur, -ophanging, -sluiting, -schakelaar, -rubber en deurverwarming (indien aanwezig)
 - afvoer van het dooiwater, opvangbak, relais, afvoerbuisverwarming van het ontdooisysteem,
 - indien aanwezig controle op interieurverlichting, ontdooiverwarming en ontdoosklok
 - beschadigingen op bedieningspaneel (zo nodig vervangen)
- **temperatuurregeling en sensoren**
 - controle temperatuurregeling en temperatuurdisplay
 - registreren van afwijkingen m.b.v. gekalibreerde meetapparatuur
 - setpoint, instelling H- en L-temperatuur alarmgrenzen
- **koelsysteem**
 - controle op eventuele lekkages van het koelsysteem, compressor, verdamper
 - het reinigen van de condensor
- **overige**
 - controle externe alarmmelder aansluiting (indien aanwezig)
 - controle externe dataloggers (exclusief USB-dataloggers)
 - dit is bijna altijd mogelijk, de technicus bekijkt dit bij u op locatie
- **vervanging accu**

Indien van toepassing wordt de back up accu om het jaar preventief vervangen. De kosten van de accu worden separaat gefactureerd tegen de actuele stuksprijs (ca. € 25,00 - € 40,00 excl. BTW, afhankelijk van het type koelsysteem). De vervanging van de accu wordt getoetst.



Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle medische koelkasten.

Onderhoud medische koelkasten	€ 225,00
-------------------------------	----------

Wesseling en Habru onderzoeksbanken

Onderhoud aan uw Wesseling of Habru onderzoeksbank. Controle op frame, aandrijving, bekleding, verstelling, doppen, afdekkappen en het wielhefsysteem. Smeren van bewegende onderdelen.



Wesseling en Habru onderzoeksbanken	€ 80,00 *
-------------------------------------	-----------

Bilirubinemeter

Het uitvoeren van een service check met kalibratiecertificaat. Alleen mogelijk voor de MBJ20 bilirubinemeter.

jaarlijkse service check bilirubinemeter	€ 225,00 ²
--	-----------------------



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 en/of 2 plaatsvindt.

². Exclusief verzendkosten á € 22,50.

INSCHRIJFFORMULIER ONDERHOUDSOVEREENKOMST

DOC-25-00342 v5.0 7 jan 2026

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal verloskundigen: of aantal apparaten (naar schatting):

Merk + type autoclaaf en serienummer:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:

Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.

Pakket 1 Praktijkcontrole

Pakket 2 Onderhoud autoclaaf > bij Melag 123S of Mocom S17/22 vanaf model 04-2025 Optie: 1 2 3

Pakket 3 Extra onderhoud (vink aan welke apparaten)

Echosysteem	merk, type, serienr.
Medische koelkast	merk, type, serienr.
Onderzoeksbank	merk, type
Bilirubinometer	MBJ20

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen > is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht
- Henry Schein is niet verantwoordelijk voor latente gebreken tijdens/na de controle
- met het opsturen van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden en om controle/onderhoudspakketten te laten verzorgen door Henry Schein Medical