

Technische dienst: onderhoudspakketten

Pakket 1 + 2



Goede apparatuur behoeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- korting op leen apparatuur
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is verdeeld in 3 pakketten, zo bepaalt u zelf wat het beste past bij uw praktijk. Dit document geeft onze opties weer voor praktijkcontrole en autoclaven (pakket 1 + 2). Speciaal onderhoud (pakket 3) vindt [u hier](#).

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 1: PRAKTIJKCONTROLE TARIEVEN 2026

INBEGREPEN

Bloeddrukmeters

Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle slangen en manchet.

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele controle op beschadigingen/zichtbare defecten en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 3 niveaus.

Babyweegschalen

Visuele controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 5 niveaus: 2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.

Unsters

Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.

Audiometers

Controle op functies, snoeren en bediening (uitgebreid ijkken en kalibreren kan alleen door een specialist).

AED's

Visuele controle op verloopdata van elektrode en batterij.

Coagulator (Alsatom & Diatermo)

Visuele controle van knoppen, kabels en algemene staat van het apparaat.

Dopplers

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler.

Hemocue Hb 201+, Hb 301 en Hb 801

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren) op 3 niveaus.

Hemocue glucosemeter 201+ en RT

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren op 4 niveaus).

Overige glucosemeters

On Call Extra, Bayer Contour Next, TS, TX, Roche Performa, Aviva. Functionele controle d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip en controle vloeistof, m.u.v. Bayer, Roche en On Call controle vloeistof.

Spirometers

Alleen MESI, Carefusion, Welch Allyn, validatie d.m.v. gekalibreerde ijkspuit.

Saturatiemeters

Controle met medisch geijkte simulator.

Zuurstofapparatuur

Controle van de houdbaarheid en volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel en periodiek vervangen van o-ring. Visuele controle beademingsballon.

Saturatiemeters

Controle met medisch geijkte simulator.

Urineanalyzers

Uryxxon Relax d.m.v. parameters.

Oorthermometers

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. gekalibreerde simulator op 38,5°C.

ECG apparatuur

Controle d.m.v. ECG simulator, uitdraaien van een controle-strook.

Centrifuges

Controle op juist functioneren en balans.

Broedstoof

Visuele en functionele controle. Controle op juiste temperatuur d.m.v. digitaal meetinstrument (apparaat dient vooraf opgewarmd te worden).

1 tm 10 apparaten	€ 255,00
11 tm 14 apparaten	€ 305,00
15 tm 18 apparaten	€ 352,00
19 tm 22 apparaten	€ 375,00
23 tm 26 apparaten	€ 399,00
27 tm 30 apparaten	€ 422,00
31 tm 34 apparaten	€ 455,00
35 tm 38 apparaten	€ 469,00
39 tm 42 apparaten	€ 492,00
43 tm 46 apparaten	€ 515,00
47 tm 50 apparaten	€ 539,00
51 tm 54 apparaten	€ 562,00
55 tm 58 apparaten	€ 586,00
59 tm 62 apparaten	€ 609,00

63 tm 66 apparaten	€ 633,00
67 tm 70 apparaten	€ 656,00
71 tm 74 apparaten	€ 680,00
75 tm 78 apparaten	€ 703,00
79 tm 82 apparaten	€ 726,00
83 tm 86 apparaten	€ 751,00
87 tm 90 apparaten	€ 776,00
91 tm 100 apparaten	€ 826,00

Aparte facturatie en rapportage voor waarnemer?

Bij gelijktijdige afname pakket 1: t/m 5 apparaten = € 98,00

- al onze prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de Waddeneilanden)
- autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
- alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik

Voor uw vergelijk: het gemiddeld aantal apparaten van een huisartsenpraktijk op basis van het aantal fte:

2 fte: 23 - 26 apparaten	3 fte: 25 - 38 apparaten
4 fte: 47 - 50 apparaten	5 fte: 55 - 58 apparaten
6 fte: 63 - 66 apparaten	7 fte: 67 - 70 apparaten
8 fte: 79 - 82 apparaten	

PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF TARIEVEN 2026

Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten, maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.

Onderhoudsovereenkomst

- uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
- controle slangen en elektronica
- vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
- reinigen ketel en watertank
- inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
- eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen

Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdrrijving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgens het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
- onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar of 2 jaar
- gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
- 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
- binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

Uw praktijk is in één keer gecontroleerd conform de richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het KNOV/NHG.

Melag 123S, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+), 15EN+ Mocom Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Jaarlijks onderhoud per autoclaaf	€ 355,00 *
-----------------------------------	------------

Voor de Melag Vacuclaaf 123S en Mocom Classic S17/22 vanaf model jaar 04-2025 zijn er drie opties mogelijk:

- optie 1: jaarlijks onderhoud *
- optie 2: ene jaar onderhoud, andere jaar service controle * 4.
- optie 3: een keer per 2 jaar onderhoud *

Wij adviseren optie 2 waarbij om het jaar een servicecontrole wordt uitgevoerd. Dit voorkomt storingen en uit ervaring weten we dat het reinigen van de ketel/water reservoirs veelal nodig is.

Optie 2 en 3 zijn alleen mogelijk indien het aantal cycli per twee jaar niet meer is dan:

- Melag: max. 2000 cycli
- Mocom: max. 1000 cycli

4. Service controle kost € 175,00 en houdt in:

- uitlezen storingen
- class 5 test
- druk of vacuüm test
- reinigen van de ketel/water reservoirs
- software update uitvoeren (indien nodig)



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 plaatsvindt.

INSCHRIJFFORMULIER ONDERSHOUDSOVEREENKOMST

DOC-25-00341 v6.0 15 juli 2026

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal apparaten (naar schatting):

Merk + type autoclaaf en serienummer:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:

Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.

Pakket 1 Praktijkcontrole

Pakket 2 Onderhoud autoclaaf

> bij Melag 123S of Mocom S17/22 vanaf model jaar 04-2025

optie 1: jaarlijks onderhoud

optie 2: ene jaar onderhoud, andere jaar service controle

optie 3: een keer per 2 jaar onderhoud

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen > is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht
- Henry Schein is niet verantwoordelijk voor latente gebreken tijdens/na de controle
- met het opsturen van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden en om de controle/onderhoudspakketten te laten verzorgen door Henry Schein Medical