

Technische dienst: speciaal onderhoud

Pakket 3



Goede apparatuur heeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- korting op leen apparatuur
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is verdeeld in 3 pakketten, zo bepaalt u zelf wat het beste past bij uw praktijk.

Dit document biedt onze opties voor speciaal onderhoud (pakket 3).

Voor praktijkcontrole en/of onderhoud aan uw autoclaaf (pakket 1 en 2) [klik hier](#).

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 3: SPECIAAL ONDERHOUD TARIEVEN 2026

MESI mTablet

- aanmaken testomgeving met een Henry Schein patiënt per tablet
- controle op systeem updates
- PDF rapport per module
- visuele controle van tablet, modules en manchetten
- manchetten controleren op lekkage

Controle en kalibratie MESI EAI, BP & TBI per module	€ 40,00 * 1.
--	--------------



MESI ABPI MD

Controle en kalibratie MESI ABPI MD	€ 210,00 * 4.
-------------------------------------	---------------

1. Ontvang 10% korting bij gelijktijdige afname van pakket 1 en/of pakket 2 (en geen additionele voorrijkosten à € 100,00) *
4. Ontvang korting bij onderhoud van meer dan 1 MESI ABPI MD op dezelfde locatie en dag. Bij 2 apparaten 10%, 3 apparaten 15%, 4 apparaten 20% korting en 5 of meer apparaten 25%.



Orion QuickRead Go (CRP)

Test en meting met speciale testvloeistof, controle op meetwaarden, functionele controle, visuele controle van de schacht, eventueel verwijderen van vuil in de schacht en installatie van de meest recente software versie op locatie van de klant.

Orion QuickRead Go (CRP)	€ 37,50 *
--------------------------	-----------



Siemens Clinitek analyzer

Test en meting met speciale testvloeistof, controle op meetwaarden, functionele controle, visuele controle van schacht, schoonmaken van spiegel in het optische chassis.

Siemens Clinitek analyzer	€ 100,00 *
---------------------------	------------



Wesseling en Habru onderzoeksbanken

Onderhoud aan uw Wesseling of Habru onderzoeksbank. Controle op frame, aandrijving, bekleding, verstelling, doppen, afdekkappen en het wielhefsysteem. Smeren van bewegende onderdelen.

Wesseling en Habru onderzoeksbanken	€ 80,00 *
-------------------------------------	-----------



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 en/of 2 plaatsvindt.

PAKKET 3: SPECIAAL ONDERHOUD TARIEVEN 2026

Onderhoud door de fabrikant

Voor het onderhoud van onderstaande producten, halen wij de producten bij u op. Wij regelen vervolgens dat de desbetreffende fabrikant de kalibratie van uw producten verzorgt.

Bladderscanners

Het uitvoeren van een standaard check met kalibratiecertificaat. De check wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij deze controle. Mogelijk voor (bijna) alle bladderscanners.

Jaarlijkse check bladderscanner	€ 345,00 ^{2.}
---------------------------------	------------------------



IJkspuit

Kalibratie van o.a. Carefusion, Welch Allyn, Hans Rudolph en Vitalograph ijkspuiten (prijs per jaar).

Per ijkspuit, 1 jarige overeenkomst	€ 130,00 ^{2.}
Per ijkspuit, 3 jarige overeenkomst	€ 99,00 ^{2.}



Spirometer

Kalibratie van Vitalograph spirometer (prijs per jaar).

Per spirometer, 1 jarige overeenkomst	€ 130,00 ^{2.}
Per spirometer, 3 jarige overeenkomst	€ 99,00 ^{2.}



Audiometer

Kalibratie van een screening audiometer (bv Interacoustics AS208/608b/608e/GSI17/GSI18). M.u.v. de Amplivox audiometer.

Per audiometer	€ 160,00 ^{2.}
----------------	------------------------



Tympanometer

Kalibratie van een screening tympanometer (bv Interacoustics MT10)

Per tympanometer	€ 210,00 ^{2.}
------------------	------------------------



Huntleigh Dopplex Ability

Het uitvoeren van onderhoud/kalibratie door een Huntleigh gecertificeerde technicus. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specifiek testmateriaal.

- visuele controle
- functionele controle
- veiligheidstest
- flowtest

Onderhoud Dopplex Ability	€ 255,00 ^{2.}
---------------------------	------------------------



^{2.} Exclusief verzendkosten á € 22,50.

PAKKET 3: SPECIAAL ONDERHOUD TARIEVEN 2026

Onderhoud door onze servicepartner

Echosysteem

Het uitvoeren van standaard onderhoud.

- visuele controle
- reiniging en controle: monitor, panel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers, transducerhouders, controlepanel, monitor arm bewegingen en locks
- controle wielen, remmen, kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie, systeem functionaliteit, functionaliteit standby accu
- patiëntenlekstroom (transducers) en veiligheidsmeting

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd.

Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen.

Mogelijk voor (bijna) alle echoapparaten.

Onderhoud echosysteem	€ 599,00 ³ .
-----------------------	-------------------------

³. Ontvang korting bij onderhoud van meer dan 1 echosysteem op dezelfde locatie en dag.
Bij 2 apparaten 10%, 3 apparaten 20% en 4 apparaten 30% korting.



Medische koelkasten

Het uitvoeren van standaard onderhoud:

- **casco, mechanische en elektrische onderdelen**
 - controle op opstelling, luchtcirculatie, reinigen van de interne ventilator,
 - deur, -ophanging, -sluiting, -schakelaar, -rubber en deurverwarming (indien aanwezig)
 - afvoer van het dooiwater, opvangbak, relais, afvoerbuisverwarming van het ontdooisysteem,
 - indien aanwezig controle op interieurverlichting, ontdooiverwarming en ontdoelok
 - beschadigingen op bedieningspaneel (zo nodig vervangen)
- **temperatuurregeling en sensoren**
 - controle temperatuurregeling en temperatuurdisplay
 - registreren van afwijkingen m.b.v. gekalibreerde meetapparatuur
 - setpoint, instelling H- en L-temperatuur alarmgrenzen
- **koelsysteem**
 - controle op eventuele lekkages van het koelsysteem, compressor, verdamper
 - het reinigen van de condensor
- **overige**
 - controle externe alarmmelder aansluiting (indien aanwezig)
 - controle externe dataloggers (exclusief USB-dataloggers)
 - dit is bijna altijd mogelijk, de technicus bekijkt dit bij u op locatie
- **vervanging accu**

Indien van toepassing wordt de back up accu om het jaar preventief vervangen. De kosten van de accu worden separaat gefactureerd tegen de actuele stuks prijs (ca. € 25,00 - € 40,00 excl. BTW, afhankelijk van het type koelsysteem). De vervanging van de accu wordt genoteerd.

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle medische koelkasten.

Onderhoud medische koelkasten	€ 225,00
-------------------------------	----------



INSCHRIJFFORMULIER ONDERSHOUDSOVEREENKOMST

DOC-25-00341 v6.0 15 juli 2026

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze apparatuur:

Pakket 3 Speciaal onderhoud (vink aan welke apparaten)

MESI EAI, BP & TBI	aantal modules
MESI ABPI MD	aantal
Orion QuickRead Go	serienr.
Siemens Clinitek analyzer	serienr.
Onderzoeksbanken	merk, type
Bladderscanner	merk, type
IJkspuit	merk, serienr.
Spirometer Vitalograph	serienr.
Tympanometer	merk, type, serienr.
Audiometer	merk, type, serienr.
Dopplex Ability	serienr.
Echosysteem	merk, type, serienr.
Medische koelkast	merk, type, serienr.

overeenkomst:	1 jaar	3 jaar
overeenkomst:	1 jaar	3 jaar

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen > is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht
- Henry Schein is niet verantwoordelijk voor latente gebreken tijdens/na de controle
- met het opsturen van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden en om de controle/onderhoudspakketten te laten verzorgen door Henry Schein Medical