

Technische dienst: onderhoudspakketten



Goede apparatuur heeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- jaarlijkse controle op een in overleg bepaald tijdstip
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is verdeeld in 3 pakketten, zo bepaalt u zelf wat het beste past bij uw praktijk.

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 1: PRAKTIJKCONTROLE TARIEVEN 2026

INBEGREPEN

Bloeddrukmeters

Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle slangen en manchet.

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele controle op beschadigingen/zichtbare defecten en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 4 niveaus: 30/60/90/120 kg.

Babyweegschalen

Visuele controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 5 niveaus: 2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.

Unsters

Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.

Audiometers

Controle op functies, snoeren en bediening (uitgebreid ijkken en kalibreren kan alleen door een specialist).

AED's

Visuele controle op verloopdata van elektrode en batterij.

Coagulator (Alsatom & Diatermo)

Visuele controle van knoppen, kabels en algemene staat van het apparaat.

Dopplers

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler.

Hemocue Hb 201+, Hb 301 en Hb 801

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren) op 3 niveaus.

Hemocue glucosemeter 201+ en RT

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren op 4 niveaus).

Overige glucosemeters

On Call Extra, Bayer Contour Next, TS, TX. Roche Performa, Aviva. Functionele controle d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip en controle vloeistof, m.u.v. Bayer, Roche en On Call controle vloeistof.

Spirometers

Alleen MESI, Phneumotrac, Carefusion en Welch Allyn, validatie d.m.v. gekalibreerde ijkspuit.

Zuurstofapparatuur

Controle van de houdbaarheid en volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel en periodiek vervangen van o-ring. Visuele controle beademingsballon.

Saturatiemeters

Controle met medisch geijkte simulator.

Urineanalyzers

Henry Schein OneStepPlus en Uryxxon Relax d.m.v. controle op 6 parameters.

Oorthermometers

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. gekalibreerde simulator op 38,5°C.

ECG apparatuur

Controle d.m.v. ECG simulator, uitdraaien van een controle-strook.

Centrifuges

Controle op juist functioneren en balans.

Broedstoof

Visuele en functionele controle. Controle op juiste temperatuur d.m.v. digitaal meetinstrument (apparaat dient vooraf opgewarmd te worden).

1 tm 10 apparaten	€ 255,00
11 tm 14 apparaten	€ 305,00
15 tm 18 apparaten	€ 352,00
19 tm 22 apparaten	€ 375,00
23 tm 26 apparaten	€ 399,00
27 tm 30 apparaten	€ 422,00
31 tm 34 apparaten	€ 455,00
35 tm 38 apparaten	€ 469,00
39 tm 42 apparaten	€ 492,00
43 tm 46 apparaten	€ 515,00
47 tm 50 apparaten	€ 539,00
51 tm 54 apparaten	€ 562,00
55 tm 58 apparaten	€ 586,00
59 tm 62 apparaten	€ 609,00

63 tm 66 apparaten	€ 633,00
67 tm 70 apparaten	€ 656,00
71 tm 74 apparaten	€ 680,00
75 tm 78 apparaten	€ 703,00
79 tm 82 apparaten	€ 726,00
83 tm 86 apparaten	€ 751,00
87 tm 90 apparaten	€ 776,00
91 tm 100 apparaten	€ 826,00

Aparte facturatie en rapportage voor waarnemer?

Bij gelijktijdige afname pakket 1: t/m 5 apparaten = € 98,00

- al onze prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de Waddeneilanden)
- autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
- alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik

Voor uw vergelijk: het gemiddeld aantal apparaten van een huisartsenpraktijk op basis van het aantal fte:

2 fte: 23 - 26 apparaten	3 fte: 25 - 38 apparaten
4 fte: 47 - 50 apparaten	5 fte: 55 - 58 apparaten
6 fte: 63 - 66 apparaten	7 fte: 67 - 70 apparaten
8 fte: 79 - 82 apparaten	

PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF TARIEVEN 2026

Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten, maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.

Onderhoudsovereenkomst

- uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
- controle slangen en elektronica
- vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
- reinigen ketel en watertank
- inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
- eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen

Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdriving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgens het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
- onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar of 2 jaar
- gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
- 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
- binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

Uw praktijk is in één keer gecontroleerd conform de richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het KNOV/NHG.

Melag 123S, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+), 15EN+ Mocom Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Jaarlijks onderhoud per autoclaaf	€ 355,00 *
-----------------------------------	------------

Voor de Melag Vacuclaaf 123S en Mocom Classic S17/22 vanaf model jaar 04-2025 zijn er twee opties mogelijk.

- optie 1: jaarlijks onderhoud
- optie 2: ene jaar onderhoud, andere jaar service controle*

optie 2 is mogelijk indien de autoclaaf maximaal 2000 cycli per twee jaar draait.

De service controle is belangrijk om storingen te voorkomen en een goede werking te kunnen garanderen.

De prijs voor de service controle is € 150,00 en houdt in: uitlezen storingen, class 5 test, druk of vacuüm test.



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 plaatsvindt.

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD TARIEVEN 2026

Naast het praktijkonderhoud genoemd in pakket 1, kan Henry Schein ook onderhoud aan extra apparatuur verzorgen. Onderstaand vindt u de mogelijkheden, deze tarieven zijn gebaseerd op gelijktijdige controle van pakket 1 of 2. Kiest u alleen voor onderstaand onderhoud dan worden er additionele voorrijkosten in rekening gebracht.

MESI mTablet

- aanmaken testomgeving met een Henry Schein patiënt per tablet
- controle op systeem updates
- PDF rapport per module
- visuele controle van tablet, modules en manchetten
- manchetten controleren op lekkage

Controle en kalibratie MESI EAI, BP & TBI per module	€ 40,00 * 1.
--	--------------



MESI ABPI MD

Controle en kalibratie MESI ABPI MD	€ 210,00 * 1.
-------------------------------------	---------------



1. Ontvang 10% korting bij gelijktijdige afname van pakket 1 en/of pakket 2 (en geen additionele voorrijkosten à € 100,00 *)

Orion QuickRead Go (CRP)

Test en meting met speciale testvloeistof, controle op meetwaarden, functionele controle, visuele controle van de schacht, eventueel verwijderen van vuil in de schacht en installatie van de meest recente software versie op locatie van de klant.

Orion QuickRead Go (CRP)	€ 37,50 *
--------------------------	-----------



Bladderscanners

Het uitvoeren van een standaard check met kalibratiecertificaat. De check wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij deze controle. Mogelijk voor (bijna) alle bladderscanners.

Jaarlijkse check bladderscan	€ 345,00
------------------------------	----------



Wesseling en Habru onderzoeksbanken

Onderhoud aan uw Wesseling of Habru onderzoeksbank. Controle op frame, aandrijving, bekleding, verstelling, doppen, afdekkappen en het wielhefsysteem. Smeren van bewegende onderdelen.

Wesseling en Habru onderzoeksbanken	€ 80,00 *
-------------------------------------	-----------



Echosysteem

Het uitvoeren van standaard onderhoud.

- visuele controle
- reiniging en controle: monitor, panel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers, transducerhouders, controlepanel, monitor arm bewegingen en locks
- controle wielen, remmen, kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie, systeem functionaliteit, functionaliteit standby accu
- patiëntenlekstroom (transducers) en veiligheidsmeting

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen. Mogelijk voor (bijna) alle echoapparaten.

Onderhoud echosysteem	€ 550,00
-----------------------	----------



* Exclusief voorrijkosten, indien dit onderhoud niet gelijktijdig met pakket 1 plaatsvindt.

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD TARIEVEN 2026

Extra onderhoud door de fabrikant

Voor het onderhoud van onderstaande producten, halen wij de producten bij u op.
Wij regelen vervolgens dat de desbetreffende fabrikant de kalibratie van uw producten verzorgt.

Kalibreren ijkspuit

Carefusion, Welch Allyn en Vitalograph	€ 150,00 ^{2.}
--	------------------------



Kalibreren audiometer

Kalibratie van een screening audiometer (bv Interacoustics AS208/608b/608e/GSI17/GSI18)

Per audiometer	€ 160,00 ^{2.}
----------------	------------------------



Kalibreren tympanometer

Kalibratie van een screening tympanometer (bv Interacoustics MT10)

Per tympanometer	€ 210,00 ^{2.}
------------------	------------------------



Huntleigh Dopplex Ability

Het uitvoeren van onderhoud/kalibratie door een Huntleigh gecertificeerde technicus.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specifiek testmateriaal.

- visuele controle
- functionele controle
- veiligheidstest
- flowtest

Onderhoud Dopplex Ability	€ 255,00 ^{2.}
---------------------------	------------------------



Medische koelkasten

Het uitvoeren van standaard onderhoud:

- **casco, mechanische en elektrische onderdelen**
 - controle op opstelling, luchtcirculatie, reinigen van de interne ventilator,
 - deur, -ophanging, -sluiting, -schakelaar, -rubber en deurverwarming (indien aanwezig)
 - afvoer van het dooiwater, opvangbak, relais, afvoerbuisverwarming van het ontdooisysteem,
 - indien aanwezig controle op interieurverlichting, ontdooiverwarming en ontdooiklok
 - beschadigingen op bedieningspaneel (zo nodig vervangen)
- **temperatuurregeling en sensoren**
 - controle temperatuurregeling en temperatuurdisplay
 - registreren van afwijkingen m.b.v. gekalibreerde meetapparatuur
 - setpoint, instelling H- en L-temperatuur alarmgrenzen
- **koelsysteem**
 - controle op eventuele lekkages van het koelsysteem, compressor, verdamper
 - het reinigen van de condensor
- **overige**
 - controle externe alarmmelder aansluiting (indien aanwezig)
 - controle externe dataloggers (exclusief USB-dataloggers)
 - dit is bijna altijd mogelijk, de technicus bekijkt dit bij u op locatie
- **vervanging accu**

Indien van toepassing wordt de back up accu om het jaar preventief vervangen. De kosten van de accu worden separaat gefactureerd tegen de actuele stuksprijs (ca. € 25,00 - € 40,00 excl. BTW, afhankelijk van het type koelsysteem). De vervanging van de accu wordt genoteerd.

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle medische koelkasten.

Onderhoud medische koelkasten	€ 225,00
-------------------------------	----------



^{2.} Exclusief verzendkosten á € 22,50.

INSCHRIJFFORMULIER ONDERSHOUDSOVEREENKOMST

NL-HSMED-TECH02-A01 v5.0, 07 jan 2026

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal apparaten (naar schatting):

Merk + type autoclaaf en serienummer:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:

Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.

Pakket 1 Praktijkcontrole

Pakket 2 Onderhoud autoclaaf > bij Melag 123S of Mocom S17/22 vanaf model jaar 04-2025 optie 1 optie 2

Pakket 3 Extra onderhoud (vink aan welke apparaten)

MESI	type, serienr.
Orion QuickRead Go	serienr.
IJksput	merk, type, serienr.
Tympanometer	merk, type, serienr.
Audiometer	merk, type, serienr.
Bladderscanner	merk, type
Dopplex Ability	serienr.
Echosysteem	merk, type, serienr.
Medische koelkast	merk, type, serienr.
Onderzoeksbanken	merk, type

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen > is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht
- Henry Schein is niet verantwoordelijk voor latente gebreken tijdens/na de controle
- met het opsturen van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden en om de controle/onderhoudspakketten te laten verzorgen door Henry Schein Medical